



doctorVet+ therapy laser



TUDO LO QUE NECESITAS.  
TUDO LO QUE QUIERAS.

3

Selecciones de protocolo de pulsación de tecla

Conectividad Wi-Fi

4

Opciones de cabezal de tratamiento

Pantalla táctil a color de 7"



Onda continua a 25,000 Hz  
635 808 915nm  
520nm  
(viga de apuntamiento)

Potencia máxima de 16 W

Fibra flexible de 2 m con interruptor de dedo

Alimentado por baterías

## MODALIDAD DE TRATAMIENTO.

La introducción de **doctorVet Plus** toma la terapia láser de clase IV en una nueva dirección. Se mejoran los protocolos, se mejoran los tratamientos y la interfaz de usuario es personalizable. La mayor diferencia es el enfoque en el flujo de trabajo, la conectividad y los registros médicos DICOM. **doctorVet Plus** ha revolucionado el operador, el propietario de mascotas, la experiencia de gestión de casos. Todas las características que necesita para tratar a los animales de manera efectiva, y comunicarse eficientemente con sus dueños, se pueden encontrar en el nuevo **doctorVet Plus** Terapia Laser.


# MODULAR, EXPANDIBLE, SELECCIONABLE, PLATAFORMA.

doctorVet Plus es una EWP – Plataforma de flujo de trabajo expandible

Lambda/doctorVet entiende que las necesidades de práctica son diferentes en todo el mundo. La plataforma de flujo de trabajo ampliable (EWP) permite a las prácticas personalizar doctorVet Plus para satisfacer sus necesidades. Las prácticas pueden seleccionar:

- Tratamientos simples para pacientes
- Base de datos de clientes y pacientes con historial de tratamiento
- Informes personalizados de tratamiento del paciente enviados a los propietarios de mascota
- Conectividad a MWL (Modality Worklist) desde Practice Management Software
- Conectividad a PACS para el registro organizado de tratamiento del paciente

Diseñar doctorVet Plus con una plataforma de flujo de trabajo ampliable muestra que Lambda entiende que las prácticas requieren una personalización completa para satisfacer sus necesidades clínicas, de administración y de comunicación con el cliente.




## FLUJO DE TRABAJO E INTEGRACIÓN CONECTIVIDAD.

doctorVet Plus integra conectividad proporcionando características y beneficios exclusivos de la terapia láser. Wi-Fi incorporado y Bluetooth permite:

Característica	Ventaja
Actualizaciones automáticas de software	Características de software actualizadas (igual que su teléfono inteligente)
Informes personalizados de tratamiento del paciente	Mejora de las comunicaciones y el cumplimiento de los clientes
Conexión DICOM a PACS	Mejora de la conservación de registros y registro médico legal
Lista de trabajo de modalidad (MWL) del software de gestión de prácticas	Flujo de trabajo mejorado

Cada función se puede personalizar según las prácticas individuales.


# DOSIMETRÍA Y DESARROLLO DE PROTOCOLOS PARA UNA ATENCIÓN ÓPTIMA AL PACIENTE.



La atención óptima al paciente resulta de incorporar **Potencia, Pulso** y **la ciencia de la Dosimetría**. Si bien es cierto que la **onda continua (CW)** ofrece la mayor dosis en el tiempo más rápido, los estudios demuestran que la pulsión variable también proporciona una estimulación mejorada a tejidos específicos.

También se ha demostrado que el pulso por encima de 10.000 Hz proporciona un aumento de los efectos antibacterianos y antimicrobianos. Al combinar la potencia máxima de 16W y las capacidades de pulsación de 25.000 Hz con protocolos compatibles científicamente, **doctorVet Plus** garantiza constantemente la eficacia del tratamiento.

## ONDAS ESTIMULANTES.



Las longitudes de onda marcadas son ideales para la bioestimulación. No existe ningún estudio que identifique la superioridad de una longitud de onda sobre otra. Al combinar 635 nm, 808 nm y 915 nm ( $\pm 10\%$ ), **doctorVet Plus** garantiza una penetración y estimulación óptimas de los tejidos dirigidos sin calentar el tejido superficial. Esto permite a **doctorVet Plus** satisfacer las amplias necesidades de tratamiento de la práctica veterinaria.

# MÁS QUE LASER THERAPY.

- Wi-Fi para actualización de software, comunicación con el cliente, integración MWL y PACS
- Informe de tratamiento del paciente
- doctorVet Metrics (DVM)
- Serie de tratamientos
- Programación Recordatorios de tratamiento
- DICOM Registros médicos
- Integración PACS
- Datos basados en la nube
- Integración de la lista de trabajo
- PDT (terapia fotodinámica)



Manejo del dolor



Cicatrización de Heridas



Bioestimulación



Acupuntura



Condiciones Orales



Dermatología

## TOBI VEN CUANDO LLAMES.

Una formación adecuada es esencial para un uso clínico eficaz. Pero es difícil preparar a una enfermera para tratar todas las afecciones presentadas. **doctorVet Plus** enseña en tiempo real con instrucciones paso a paso, a bordo. Nuestro equipo de expertos, con más de 20 años combinados de experiencia en terapia láser veterinaria, sabe cómo obtener resultados clínicos. Dentro de cada fase del tratamiento, se muestra asesoramiento especializado para guiar al técnico a través de las complejidades de la técnica de tratamiento que proporcionan la máxima eficacia terapéutica.

**TOBI (Treatment On Board Instructions)** es un tutorial que le guía a través de cada fase de protocolo para garantizar el éxito de todos sus tratamientos doctorVet Plus. La pantalla de instrucción "I" proporciona consejos de tratamiento adicionales para dar lugar a una eficacia óptima del tratamiento y entrenamiento.



# CADA doctorVet Plus TIENE 20 AÑOS DE EXPERIENCIA.



El 80% de los pacientes que atraviesan sus puertas podrían beneficiarse de los tratamientos doctorVet Plus.

doctorVet Plus ofrece una solución con la última tecnología al costo más asequible.

doctorVet Plus hace esto mediante la incorporación de características que tienen beneficios científicamente probados y la omisión de las características de alto costo que otras empresas tratan de convencer de que se necesitan. Concéntrese en lo que dice la ciencia, Power, Pulsing y Dosimetry son los únicos parámetros probados.

Característica	doctorVet Plus	doctorVet V2
Potencia máxima	16 Watts	16 Watts
Potencia de longitud de onda	635 nm 500 mW 810 nm 8 W 915 nm 8 W	635 nm 500 mW 810 nm 8 W 915 nm 8 W
Pantalla táctil a color	●	●
Energía de la batería	●	●
Protocolos de tratamiento de 5 fases	Canine, Feline, Equine, Small Mammal, Avian, Exotic	Canine, Feline, Equine, Small Mammal, Avian, Exotic
TOBI	Multimedia	Multimedia
Cabezal masajeador TX	Included	Included
Cabezal Spotter TX	Optional	Optional
Cabezal Sweeper TX	Optional	Optional
Análisis de métricas	●	●
WiFi	●	●
Actualización de software	WiFi (automatic)	WiFi (automatic)
PDT(terapia fotodinámico)	●	●
Base de datos de pacientes	●	
Programación del tratamiento	●	
Comunicaciones con el cliente	●	
Conectividad PACS/MWL	●	



Empresa con Sistema de Gestión para la Calidad certificada



UNI EN ISO 9001:2015  
UNI EN ISO 13485:2016



LAMBDA SPA

Via dell'Impresa, 1  
36040 BRENDOLA (VI) Italy  
T +39 0444.349165  
F +39 0444.349954  
info@lambdaspa.com  
lambdaspa.com