



PER TUTTI I PAZIENTI

# DOCTOR VET THERAPY LASER

UN'UNICA SOLUZIONE TERAPEUTICA!  
SEMPLICE.  
EFFICACE.  
COMPLETA.



PER QUALSIASI SITUAZIONE



INFIAMMAZIONI



FERITE



DOLORE



TRAUMI



INFEZIONI

## PERCHÉ DOCTORVET?

DoctorVet è una terapia laser olistica per ogni tipo di paziente: gatti, cani, piccoli mammiferi, animali esotici e cavalli.

Grazie all'interazione della luce con la melanina, l'emoglobina e il citocromo-c ossidasi, la terapia laser **DoctorVet** offre cinque principali benefici clinici:

- biostimolante
- antinfiammatorio
- analgesico
- battericida
- antimicrobico

DoctorVet è adatto per infinite applicazioni cliniche: medicina generale, dermatologia, osteopatia, agopuntura, dentale, fisioterapia, e molte altre ancora.



# PERCHÉ

## CARATTERISTICHE



SMART

- assistente digitale incorporato che ti guida passo dopo passo fornendo informazioni su trattamenti e protocolli
- flusso di lavoro in 3 clic
- trattamenti in 5 fasi
- +100 protocolli preimpostati



SINCRONIZZATO

- connessione WiFi per aggiornamenti gratuiti
- pannello di analisi sempre a portata di mano
- calendario degli appuntamenti scaricabile dal software della clinica
- accesso a **DoctorVet cloud** per l'analisi statistica avanzata



COMUNICATIVO

- interfaccia android di facile utilizzo
- prenotazione degli appuntamenti paziente
- email personalizzate inviate ai proprietari dei pazienti
- rapporti DICOM dei trattamenti caricati sul tuo server PACS





### FACILE

per il veterinario  
per il paziente  
per il proprietario



### SICURO

indolore  
non invasivo  
non farmacologico  
senza controindicazioni



### VELOCE

trattamenti più brevi per i pazienti  
più tempo per veterinari e proprietari



### CONVENIENTE

una nuova fonte di reddito  
l'80% dei pazienti può beneficiare di DoctorVet  
ROI in 6-18 mesi



## SPECIFICHE TECNICHE

#### • EFFICACE

3 lunghezze d'onda + raggio puntatore  
pulsazione 25.000 Hz

#### • POTENTE

16 watt

#### • AFFIDABILE

manutenzione pressoché nulla  
fino a 5 anni di garanzia (opzionale)

#### • PORTATILE

solo 2,5 kg  
leggero e compatto

#### • DUREVOLE

sistema di batterie a lunga durata

#### • VERSATILE

4 testine di trattamento

#### ZOOM

regolazione del diametro del raggio  
modalità a contatto e non

#### MASSAGER (opzionale)

regolazione del diametro del raggio in modalità a contatto

#### SWEEPER (opzionale)

tendini e legamenti  
grandi ferite, incisioni post-chirurgiche  
neurologia, applicazioni orali

#### SPOTTER (opzionale)

applicazioni intraorali, intraurali  
e agopuntura



## BENEFICI



### PER IL MEDICO

1. aumento della varietà dei trattamenti clinici
2. riduzione dell'utilizzo di farmaci e antibiotici
3. possibilità di delegare i trattamenti a membri dello staff



### PER IL PAZIENTE

1. sessioni di trattamento terapeutico brevi e rilassanti
2. guarigione più rapida e riduzione del disagio
3. riduzione dell'assunzione di farmaci



### PER LA CLINICA

1. crescita dei ricavi e della redditività
2. miglioramento dell'immagine della clinica e fidelizzazione dei clienti
3. ritorno sull'investimento (ROI) più rapido rispetto a qualsiasi altra attrezzatura veterinaria

**RICHIEDI  
SUPPORTO  
MARKETING E  
FORMAZIONE!**

## ACCESSORI


### VALIGIA ANTIURTO



### BORSA A TRACOLLA



### WORKSTATION MOBILE



### OCCHIALI DI PROTEZIONE PER PAZIENTI

